

風しん第5期の定期接種対象となる基準

検査方法	抗体価(単位等)	測定キット名(製造販売元)
HI 法	8 倍以下	風しんウイルス HI 試薬「生研」 (デンカ生研)
	8 倍以下	R-HI「生研」 (デンカ生研)
EIA 法	6.0 未満	ウイルス抗体 EIA「生研」ルベラ IgG (デンカ生研)
	15 未満 (IU/ml)	エンザイグノスト B 風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス)
ELFA 法	25 未満 (IU/ml)	バイダス アッセイキット RUB IgG (シスメックス・バイオメリュー)
LTI 法	15 未満 (IU/ml)	ランピア ラテックス RUBELLA (極東製薬工業)
CLEIA 法	20 未満 (IU/ml)	アクセス ルベラ IgG (ベックマン・コールター)
	11 未満 (抗体価)	i-アッセイ CL 風疹 IgG (保健科学西日本)
FIA 法	1.5 未満 (AI)	BioPlex MMRV IgG (バイオ・ラッド ラボラトリーズ)
	15 未満 (IU/ml)	BioPlex ToRC IgG (バイオ・ラッド ラボラトリーズ)